

Titan-Pin-Set

Titanyum mesh ve membranların tespiti için titanyum-pin

Titan-Pin-Set

Aplikasyonu

Kolay pin aplikasyonu için tek parça el aleti.
Uygulama sırasında burulma olmaz.
Kullanışlı kolu ergonomi sağlar ve zahmetsiz çalışır.

Kutu

Fonksiyonel tasarım.
Tek elle kullanım nedeniyle rahat çalışma
15 pin (15 x 3 mm) için depolama.

Titan-Pin

3mm uzunluğunda kullanılabilir.
Set içinde 10 Adet pin mevcuttur.



Titan-Pin-Setin içeriği
Metal kutu, Aplikatör, 10 adet Pin
Sipariş No.: 68-780-018
Fiyatı: 288,00 € KDV dahil

Refill Titan-Pinler

3mm uzunluğunda kullanılabilir.



Titan-Pinlerin- 3mm - 10 adeti

Sipariş No.: 68-620-003
Fiyatı: 101,50 € KDV dahil

Çekiç

16,5 cm, 20 mm Ø, 150 gr.



Çekiç

Sipariş No.: 67-660-150
Fiyatı: 51,00 € KDV dahil

Bilgi:

Tel: +90 (212) 234 8315-16
info@botiss.com.tr

www.botiss.com.tr